

Gasskåp G30

30 min
EN 14470-2

- Brandtestat 30 minuter.
- Enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2.
- Godkänt enligt EN 1363-1
- Ø100 mm ventilationsöppningar.
- Märkning enligt EN 14470-2, G30
- Lås inkl. nycklar
- Som tillbehör finns horisontalt fäste för fästa gasflaskorna och ramp för enklare lastning.
- EX-klassad fläkt krävs vid ventilering av brandfarlig gas.

Skåpen är avsedda för inomhusförvaring med mekanisk frånluft. Löser kravet på Ei30-avskiljning för gasflaskor med en sammanlagd volym om högst 250 liter. Läs mer MSB's författning och allmänna råd MSBFS 2020:1.
www.msb.se



Se även våra ei30-gasskåp för förvaring utan mekanisk ventilation.

Minsta avstånd vid placering av lösa behållare upp till 250 liter.

	De lösa behållarnas totala volym (liter)	Avstånd mellan lösa behållare och						
		- Byggnad i allmänhet - Brännbart material eller - Brandfarlig verksamhet			Stor mängd brännbart material		Utrymningsväg från svårutrymda lokaler	
		meter		meter		meter		
		Ei30*	Ei60*	Ei30*	Ei60*	Ei30*	Ei60*	
Icke Publik verksamhet:	0 - ≤ 60 l.	0**	0	0	0**	0	0**	0
	> 60 - ≤ 250 l.	3***	0	0	12	0	25	0
Publik verksamhet:	0 - ≤ 250 l.	3**	0	0	12	0	25***	0



G30GAS2



G30GAS1

G30GAS1 H2080 x B660 x D610 mm
Invändigt: H1855 x B508 x D458 mm

G30GAS2 H2080 x B1200 x D610 mm
Invändigt: H1855 x B1048 x D458 mm

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 Solna
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com